

Potrebný
len 1 klik.

Jednoducho stlač
a uvoľni tlačidlo.




Príprava a odber na 1 stlačenie

Accu-Chek Fastclix Vám umožní jednoduchý odber v jednom kliku spúšťacieho tlačidla.


Jednoduché používanie

Príprava na odber




Výberte si jednu z 11 hĺbok vpichu.

Odber kvapky krvi




Odber na 1 stlačenie spúšťacieho tlačidla.

Vloženie zásobníka




Odstráňte otáčací kryt




Vložte zásobník

Výmena lanciet



Zasuňte kryt späť



Pre výmenu novej lancety posuňte páčku na boku odberového pera hore a späť

Accu-Chek Fastclix - potrebný len jeden klik.



Vážený zákazník,

Ak ste užívateľom systému Accu-Chek Multiclix, vymeňte si bezplatne svoje odberové pero Accu-Chek Multiclix, ktorého výroba je ukončená, za novú generáciu odberového pera Accu-Chek Fastclix. Opýtajte sa svojho lekára alebo diabetologickej sestry ako používať Vaše 1-klikové odberové pero.

Použitá literatúra

1. Freckmann et al, Integrated Self-Monitoring of Blood Glucose System: Handling Step Analysis, Journal of Diabetes Science and Technology Volume 6, Issue 4, July 2012
2. Schmid C et al. Integrated SMBG System—Handling step & potential handling error analysis. Poster presentation at the 5th International Conference on Advanced Technologies & Therapeutics for Diabetes (ATTD);2012 February 8 –11; Barcelona, Spain.
3. Kocher S et al. Comparison of Lancing Devices for Self-Monitoring of Blood Glucose Regarding Lancing Pain, Journal of Diabetes Science and Technology Volume 3, Issue 5, September 2009

Pre bližšie informácie o produktoch Accu-Chek a o tom, ako prispievajú k zlepšeniu liečby diabetu navštívte webovú stránku www.accu-chek.sk

ACCU-CHEK, CLIXMOTION a FASTCLIX sú ochranné známky spoločnosti Roche, © 2016 Roche Diabetes Care

Roche Slovensko, s.r.o. Diabetes Care
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1
www.accu-chek.sk

Accu-Chek Fastclix - Jednoduché, jemné a jedinečné. Odber na 1 stlačenie¹

Inšpirované minulosťou, vyvinuté pre budúcnosť.

Zachovaním najlepších funkcií z Accu-Chek Multiclix sme vytvorili svetovo prvý, 1-klikový systém odberového pera s lancetovým zásobníkom: Accu-Chek Fastclix druhej generácie.

Accu-Chek Fastclix má unikátnu technológiu, ktorá umožňuje rýchly, jednoduchý^{1,2} a bezbolestný odber³. Výroba Accu-Chek Multiclix je ukončená, a preto si vypýtajte od svojho diabetológa alebo diabetologickej sestry voucher na Vaše 1-klikového odberové pero.


Teraz v kratšej a kompaktnšej veľkosti, ktorá umožňuje lepšie uchopenie.

• Je to jednoduché:

Nabitie a uvoľnenie na 1 stlačenie^{1,2}


• Je to jemné:

Unikátna Clixmotion technológia umožňuje riadený pohyb a spolu so špeciálnym rezom lancety Vám poskytuje jemné odoberanie.



S použitím Clixmotion technológie

- Minimalizuje vibrácie - tak ako vo vnútri i vonku
- Lanceta zabezpečí okamžité zastavenie a stiahnutie sa späť.



Bez použitia Clixmotion technológie:

- Vibrácie spôsobujú bolestivé poškodenie tkaniva
- Lanceta sa vracia späť trhaným pohybom

• Je to unikátne:

6 pred-pripravených lanciet v lancetovom zásobníku nevyžaduje žiadnu manipuláciu a robí odber pohodlný a hygienický.

Vymeňte si Multiclix za novú generáciu Fastclix - o 1 krok menej.



Tento symbol na balení lanciet je v súlade so smernicou Rady Európskych spoločenstiev o zdravotníckych pomôckach a označuje, že lancety sú len na jednorázové použitie.